

# GIO perfect Eye

## Massaggiatore facciale LED con terapia EMS



### MANUALE D'USO


Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni del manuale.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso cosmetico esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto all'uso da parte di persone con impianti medici o gravi condizioni mediche senza previa consultazione con un medico.

#### Non utilizzare se:

- Hai un pacemaker, una macchina cuore-polmone artificiale o altri dispositivi elettronici medici impiantati.
- Sei in cura medica, hai problemi alla pelle, febbre, malattie acute, tubercolosi, malattie degli organi o telangiectasia.
- Sei incinta, hai il ciclo mestruale o stai allattando (consulta il tuo medico prima dell'uso).
- Hai la pelle estremamente sensibile, allergie ai metalli, dermatiti ereditarie o percezione della temperatura compromessa.
- Hai subito recentemente un intervento chirurgico agli occhi o al viso (ad es. correzione della vista con laser, filler, lifting con fili); consulta il tuo medico.
- Se sottoposta a cure dentistiche o ortodontiche o hai otturazioni: evitare forti stimoli vicino alla bocca.
- Indossi lenti a contatto quando utilizzi il dispositivo intorno agli occhi (rimuovere prima le lenti).
- Soffri di cataratta, glaucoma, disturbi della retina o qualsiasi altra patologia oculare: consulta un medico prima dell'uso.

1. Provare sempre il dispositivo sul polso prima del primo utilizzo.
2. Non immergere il prodotto in acqua né esporlo all'umidità. Non è impermeabile.
3. Pulire solo con un panno morbido umido o asciutto dopo aver spento e raffreddato il dispositivo.
4. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e il contatto con materiali corrosivi.
5. Non smontare o riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza post-vendita per la manutenzione.
6. Non tenere la testina massaggiante troppo a lungo nello stesso punto della pelle durante l'uso.
7. Utilizzare solo da parte di adulti. Adatto sia per uomini che per donne.



#### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per 2 secondi per accendere il dispositivo. Tenere premuto nuovamente lo stesso pulsante per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

## SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Dopo l'accensione, il dispositivo si avvierà automaticamente entra in modalità HOT (riscaldamento LED rosso+ ). Ogni breve pressione del pulsante di accensione/modalità attiverà le seguenti modalità in ordine: Modalità HOT (luce rossa + riscaldamento) Modalità SPA (vibrazione + microcorrente delicata) Modalità EMS (luce blu + microcorrente più forte) Le modalità si ripeteranno nello stesso ciclo ad ogni pressione.

## Controllo della luce LED

Per impostazione predefinita, la luce LED è attiva quando il dispositivo è acceso. Per spegnere le luci LED, tenere premuto il pulsante di controllo della luce per 2 secondi. Tenere premuto nuovamente per riaccendere le luci. Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi modalità.

## Avviso di batteria scarica

Quando la batteria è scarica, la luce rossa sulla testina di trattamento lampeggerà più volte prima che il dispositivo si spenga automaticamente.

## Indicatore di ricarica

Luce rossa accesa: il dispositivo è in carica  
Luce verde accesa: la batteria è completamente carica



Indicatore di ricarica

Porta di ricarica di tipo C

## COME UTILIZZARE

1. Dopo la pulizia, applicare uno strato sottile di gel o siero in modo uniforme sulla zona del contorno occhi.



2. Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per accendere il dispositivo. Selezionare la modalità e il livello di intensità desiderati.

3. Far scorrere delicatamente il dispositivo dall'angolo interno a quello esterno dell'occhio, oppure utilizzare il metodo della pressione a punti: premere la testina su un'area per 4-5 secondi, quindi passare a quella successiva quando si avverte una sensazione di calore.



4. Dopo l'uso, spegnere il dispositivo, pulire la testina di trattamento e riporla in un luogo asciutto.



## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire sempre la testina immediatamente dopo l'uso.
- Non lavare il dispositivo con acqua né immergerlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi, diluenti o panni abrasivi.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Nome del prodotto: GIOperfect Eye
- Modello del prodotto: GIO-720
- Dimensioni del prodotto: 138\*24\*24,8 mm
- Potenza nominale: 3 W
- Tensione di funzionamento: 3,7 V
- Capacità della batteria: 500 mAh
- Funzione impacco caldo: 42 °± 3 °C

Scan the QR code to download the manual  
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję  
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen  
Scannez le code QR pour télécharger le manuel  
Escanee el código QR para descargar el manual  
Digitalize o código QR para descarregar o manual  
Scansione il codice QR per scaricare il manuale  
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden  
Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію  
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití  
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku  
Scanează codul QR pentru a descărca manualul  
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją  
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu  
Lae juhend alla, skannides QR-koodi  
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.  
ليدل الكود QR لتحميل دليل المستخدم  
اسکن کد QR تا بتوانید راهنما را دریافت کنید



innogIO

Prodotto in Cina per  
**INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Pologne  
[www.innogio.it](http://www.innogio.it)

@innogIO.official @innogio\_com

